



Laboratorio Analisi Cliniche Giglioli  
Via D. De Dominicis n.39 – 00159 Roma  
Tel./fax 06.43599236

## MODELLO INFORMATIVO PER IL PAZIENTE

### Scotch test

La raccolta del campione deve essere effettuata domiciliariamente al mattino.

I vetrini porta-oggetto vengono forniti dal laboratorio. Al mattino, prima di alzarsi dal letto e prima di lavarsi, provvedere ad applicare una striscia di circa cm 4 di scotch trasparente sull' orifizio anale. Una volta rimosso attaccare sul vetrino porta-oggetto evitando il più possibile la formazione di bolle gassose. Consegnare quindi il vetrino al laboratorio.

#### ATTENZIONE:

Le uova di ossiuri sono appiccicose e molto infettive, pertanto durante tutte le fasi di raccolta del campione indossare guanti protettivi.

#### IMPORTANTE:

Non sono idonei campioni raccolti con scotch non trasparenti o imbrattati di feci o se si sono formate bolle d'aria tra il vetrino e lo scotch.